

FDV

**Magic Fluid 110g pose 2komp**  
**El.nr. 1250443**

|                |        |
|----------------|--------|
| Bredde (mm)    | 35.00  |
| Høyde/dia (mm) | 130.00 |
| Lengde (mm)    | 200.00 |
| Vekt (g)       | 190.00 |



Tokomponent gele som er utrolig enkel i bruk. Begge komponentene ligger klare i posen, bare fjern lynlåsen på posen og bland. Klipp av et hjørne på posen og hell rett i boksen innen ett minutt. Etter ca 10 minutter har blandingen blitt til en gele. Geleen kan fjernes, men er ikke beregnet for gjenbruk.