

FDV

Magic Fluid 210g pose 2komp
El.nr. 1250445

Bredde (mm)	35.00
Høyde/dia (mm)	130.00
Lengde (mm)	200.00
Vekt (g)	320.00



Tokomponent gele som er utrolig enkel i bruk. Begge komponentene ligger klare i posen, bare fjern lynlåsen på posen og bland. Klipp av et hjørne på posen og hell rett i boksen innen ett minutt. Etter ca 10 minutter har blandingen blitt til en gele. Geleen kan fjernes, men er ikke beregnet for gjenbruk.